


ONE-PIECE SERIES | MBI / MBI NCTTM




CLASSE OSSEA	Adatto per tutti i tipi di osso
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Spire apicalmente coniche e corpo interno conico • Mini attacco a sfera integrato • Diametro ridotto
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Minimamente invasivo • Procedura rapida e agevole con fresaggio minimo • Adatto per protesi sostenute da impianti e tessuti • Autofilettante • Carico immediato



MBI | SPECIFICHE TECNICHE

Ø D (mm)	Ø D0 (mm)	Ø D1 (mm)	L (mm)	Articolo
2.0	1.0	2.5	10	NM-V2010
			13	NM-V2013
			16	NM-V2016
			18	NM-V2018
2.4	1.5	2.5	10	NM-V2410
			13	NM-V2413
			16	NM-V2416
			18	NM-V2418
2.9	1.9	2.5	10	NM-V2910
			13	NM-V2913
			16	NM-V2916
			18	NM-V2918






MBI NC (SENZA COLLARE) | SPECIFICHE TECNICHE

Ø D (mm)	Ø D0 (mm)	Ø D1 (mm)	L (mm)	Articolo
2.0	1.0	0	10	NMTV2010
			13	NMTV2013
			16	NMTV2016
			18	NMTV2018
2.4	1.5	0	10	NMTV2410
			13	NMTV2413
			16	NMTV2416
			18	NMTV2418
2.9	1.9	0	10	NMTV2910
			13	NMTV2913
			16	NMTV2916
			18	NMTV2918

ONE-PIECE SERIES | MBI / MBI NC™

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STANDARD

Diametro fresa [mm]		Ø1.2	Ø1.5	Ø2.0
Velocità di rotazione [RPM]		1200-1500	1200-1500	900-1200
DIAMETRO IMPIANTO	Ø2.0	Osso tenero	2/3	↓
		Osso duro	↓	↓
	Ø2.4	Osso tenero	↓	→ 2/3
		Osso duro	↓	↓
	Ø2.9	Osso tenero	↓	↓
		Osso duro	↓	→ 2/3



La procedura consigliata non sostituisce in alcun modo il parere medico.
 Gli impianti possono essere sottoposti a carico immediato al raggiungimento di una buona stabilità primaria (oltre 35 Ncm) e con un carico occlusale adeguato

COMPONENTI MBI / MBI NC

NM-T3201
 Cappetta metallica
 Dimensions: $\phi 4.3$, 2.8

NM-T3202
 Cappetta extra morbida in nylon

NM-T3203
 Cappetta morbida in nylon
 Dimensions: $\phi 3.4$, 2.3, MICRO

NMCD2312
 Fresa $\phi 1.2\text{mm}$

NMCD2315
 Fresa $\phi 1.5\text{mm}$

NM-X1520
 Adattatore da contrangolo $\phi 1.7\text{mm}$

NM-X2415
 Cacciavite $\phi 1.7\text{mm}$

NM-T6124
 Analogo

NM-T4410
 Transfer