


CLASSIC SERIES | TUFF TT™



CLASSE OSSEA	Adatto per tutti i tipi di osso
PIATTAFORMA PROTESICA	Esagono interno
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Spire condensanti a design variabile • Spire apicalmente coniche e corpo interno conico • Doppia filettatura a passo largo • Conicità inversa in zona coronale • Doppia scalanatura
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Autofilettante • Elevata stabilità primaria • Fresaggio minimo • Pressione ridotta sull'osso crestale • Risultati estetici ottimali • Carico immediato - adatto per i siti postestrattivi

SPECIFICHE TECNICHE



Ø D (mm)	Ø D0 (mm)	Ø D1 (mm)	L (mm)	Articolo
4.2	2.1	3.5	6	NM-F4306
			8	NM-F4308
			10	NM-F4310
			11.5	NM-F4311
			13	NM-F4313
			16	NM-F4316
			18	NM-F4318
5.0	2.7	4.2	20	NM-F4320
			6	NM-F5106
			8	NM-F5108
			10	NM-F5110
			11.5	NM-F5111
			13	NM-F5113
6.0	3.7	5.0	16	NM-F5116
			6	NM-F6106
			8	NM-F6108
			10	NM-F6110
			11.5	NM-F6111
			13	NM-F6113

Vite tappo inclusa con tutti gli impianti



NM-S5023

