

ACCESSORI | FLUSSO DI LAVORO PROTESICO

VITI DI GUARIGIONE



Viti di guarigione per impianti



Viti di guarigione per Multi-Unit

TRANSFER DA IMPRONTA / SCAN BODY / ANALOGHI



Transfer Snap-On



Transfer Clip-On



Scan body per impianti



Transfer per cucchiaio aperto



Transfer per cucchiaio chiuso



Scan body per Multi-Unit



Analoghi



Analoghi digitali

TORQUE DI SERRAGGIO CONSIGLIATO

Serrare a mano fino a 15 Ncm

Serrare a mano fino a 15 Ncm

CACCIAVITI PER COMPONENTI PROTESICHE



NM-X1207



NM-X1210



NM-X1215



NM-X1006



NM-X1007



NM-X1011



NM-X1008



NM-X1009



NM-X1010

Cacciaviti da cricchetto
1.25mm

Cacciaviti manuali
1.25mm

Adattatori da contrangolo
1.25mm

ACCESSORI | FLUSSO DI LAVORO PROTESICO

RIABILITAZIONI CEMENTATE	RIABILITAZIONI AVVITATE	CAD/CAM	RIABILITAZIONI OVERDENTURE
 <p>Pilastrini provvisori</p>	 <p>Multi-Unit dritti</p>	 <p>Ti Base per impianti</p>	 <p>Attacchi a sfera</p>
 <p>Pilastrini dritti</p>	 <p>Multi-Unit angolati</p>	 <p>Ti Base per Multi-Unit</p>	 <p>Attacchi a testa piatta</p>
 <p>Pilastrini angolati</p>	 <p>Vari-Connect angolati + adattatore di piattaforma</p>		 <p>Vari-Connect a sfera</p>
 <p>Pilastrini calcinabili</p>	 <p>Pilastrini estetici a vite</p>		 <p>Vari-Connect a testa piatta</p>
<p>TORQUE DI SERRAGGIO CONSIGLIATO</p> <p>30Ncm</p>	<p>Pilastro: 30Ncm Pilastro sul MUA: 25Ncm</p>	<p>Pilastro: 30Ncm Pilastro sul MUA: 25Ncm</p>	<p>30Ncm</p>

CACCIAVITI PER MULTI-UNIT & VARI-CONNECT

 <p>NM-X1016</p>	 <p>NM-X1017</p>	 <p>NM-X7006</p>	 <p>NM-X7007</p>	 <p>NM-X7011</p>	 <p>NM-X7008</p>	 <p>NM-X7009</p>	 <p>NM-X7010</p>
<p>Cacciaviti da cricchetto ⊙ 2.0mm</p>		<p>Cacciaviti manuali ☆ 1.25mm</p>			<p>Adattatori da contrangolo ☆ 1.25mm</p>		