


# RIABILITAZIONI AVVITATE | MULTI-UNIT ANGOLATI



CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampia gamma di pilastri angolati a 17°, 30°, 45°, 52° e 60°</li> <li>• Ampia gamma di altezze del tragitto transmucoso</li> <li>• Anodizzazione color oro per adattarsi ai tessuti molli</li> </ul>
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protesi fissa avvitata</li> <li>• Ideati per la protesizzazione di impianti inclinati</li> </ul>
MATERIALE	Lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI)

## SPECIFICHE TECNICHE



Multi-Unit Angolati				
Piattaforma Multi-Unit - Altezza (mm)				
Angolazione°	2	3	4	5
17°	 NM-A7112	 NM-A7113	 NM-A7114	 NM-A7115
30°	 NM-A7133	 NM-A7134	 NM-A7135	 NM-A7136
45°	 NM-A7144	 NM-A7145	 NM-A7146	 NM-A7147
52°	 NM-A7152	Incluso con tutte le basi Multi-Unit		
60°	 NM-A7160	 NM-S7101	 Posizionatore NM-X7101	