


RESTAURACIONES ATORNILLADAS | MULTI-UNIT ANGULADO



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia gama de ángulos: 17°, 30°, 45°, 52° y 60°. • Amplia gama de alturas gingivales. • Hechos en color dorado para la adaptación a los tejidos blandos.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Para restauraciones atornilladas múltiples. • Se usan para corregir disparelismos ayudando a la pasivación de las estructuras.
MATERIAL	Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Multi-Units angulados				
Altura gingival (mm)				
Ángulo°	2	3	4	5
17°	NM-A7112	NM-A7113	NM-A7114	NM-A7115
30°	NM-A7133	NM-A7134	NM-A7135	NM-A7136
45°	NM-A7144	NM-A7145	NM-A7146	NM-A7147
52°	NM-A7152	Incluido con todos los Multi-Units y disponible por separado		
60°	NM-A7160	NM-S7101	Posicionador NM-X7101	