


ACCESSORI | TRANSFER CLIP-ON




CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Elemento di fissaggio esagonale ritentivo • Si blocca sull'impianto senza necessità di viti
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Permette la presa di impronte con tecnica a cucchiaio chiuso • Pratico nelle situazioni di apertura limitata • Riduce i tempi di lavoro non essendo presenti viti
MATERIALE	Acciaio inossidabile

SPECIFICHE TECNICHE



Transfer	Ø D (mm)	L (mm)
	4.7	9
NM-T3409		
	4.7	13
NM-T3413		

ACCESSORI | ANALOGHI PER IMPIANTI



Analoghi	Ø D (mm)	L (mm)
	4	12.7
NM-T6004		
	5	12.7
NM-T6005		

