


ACCESORIOS | TRANSFER CLIP-ON




CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer de impresión sin tornillo. • Su sujeción en clip garantiza su posicionamiento.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Efectivo en los molares y premolares con falta de espacio. • Se utiliza en los emplazamientos de difícil acceso con un destornillador. • Sirve para todo tipo de impresiones. • Al no usar tornillos permite ahorrar mucho tiempo.
MATERIAL	Acero inoxidable

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Transfer	Ø D (mm)	L (mm)
	4.7	9
NM-T3409		
	4.7	13
NM-T3413		

ACCESORIOS | ANÁLOGO



Análogo	Ø D (mm)	L (mm)
	4	12.7
NM-T6004		
	5	12.7
NM-T6005		

