


RIABILITAZIONI CEMENTATE E AVVITATE | PILASTRI ESTETICI A VITE



CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Varie altezze del tragitto transmucoso • Pilastro con esagono abbinato a cannula calcinabile
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Protesi avvitata per corone o ponti • Varie altezze gengivali • Cannula calcinabile per customizzazione della struttura metallica di corona o ponte da parte del tecnico o dentista
MATERIALI	<p>Pilastro: lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI) Cannula: delrin</p>

SPECIFICHE TECNICHE



Base	L (mm)	Vite	L (mm)
 NM-E1005	0.5	 NM-S1002	10.5
 NM-E1015	1.5	 NM-S1102	11.5
 NM-E1025	2.5	 NM-S1202	12.5

Esagonale	Non esagonale	L (mm)
 NM-C1015	 NM-C1007	12