


RESTAURACIONES ATORNILLADAS | PILARES ESTÉTICOS



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> Pilares de varias alturas . UCLA calcinable con y sin hexágono interno.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> Para prótesis atornilladas unitarias o múltiples. Varias alturas gingivales. Se suministra con un tornillo adecuado a su altura y junto a un UCLA.
MATERIAL	<p>Pilar: Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI) UCLA: Calcinable</p>

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Base	L (mm)	Tornillo	L (mm)
 NM-E1005	0.5	 NM-S1002	10.5
 NM-E1015	1.5	 NM-S1102	11.5
 NM-E1025	2.5	 NM-S1202	12.5

Hexagonal	No hexagonal	L (mm)
 NM-C1015	 NM-C1007	12