

KITS | KIT QUIRÚRGICO GUIADO PARA IMPLANTES CIGOMÁTICOS EZgoma®

NM-X2230



EL KIT QUIRÚRGICO NM-X2230 EZgoma® CONTIENE:

Fresa para tornillo de fijación ósea, ø1.2, L28mm, Profundidad 8mm, SS	NM-D2408	Destornillador de motor para tornillo de fijación ósea, hex. de estrella 1.25, L50, SS	NM-X1041
Fresa para tornillo de fijación ósea, ø1.2, L28mm, Profundidad 12mm, SS	NM-D2412	Insertor hex. manual de 2,4mm, L20,0mm, SS	NMHX2620
Fresa de tope, ø4.2, L15.0mm, SS	NM-D2515	Pasador de posicionamiento para fresas, SS	NM-X2701
Extensor de fresas-SS	NM-D3412	Pasador de extracción, SS	NM-X2702
Fresa preparación Zygoma C2, L60mm, ø3.0, Paso 20mm, SS	NM-D7002	Insertor hex. 2,4mm, ø4,2mm, L10mm, SS	NM-X2710
Fresa de diamante grano grueso, ø4.2mm, L30mm	NM-D7211	Insertor hex. 2,4mm, ø4,2mm, L15mm, SS	NM-X2715
Fresa de diamante grano grueso, ø4.2mm, L40mm	NM-D7212	Insertor hex. 2,4mm, ø4,2mm, L20mm, SS	NM-X2720
Fresa de diamante, ø5.2mm, L10mm	NM-D7221	Destornillador de motor hex. de estrella, 1.25mm, L25.0mm, SS	NM-X7009
Fresa de diamante, ø5.2mm, L15mm	NM-D7222	Insertor de motor hex 2.42, L28.0mm, SS	NMHX1015
Fresa de diamante, ø5.2mm, L20mm	NM-D7223	Fresa de tope, ID ø4.2, IL10.0mm, SS	NMSD2510
Fresa de tope, ø2.8, Std, L40.0mm, SS	NM-D7328	Fresa de tope, ID ø2.8, IL18.0mm, SS	NMSD7318
Fresa de bola de diamante, ø4.2mm, L30mm	NM-D7501	Fresa de tope, ID ø2.8, IL20.0mm, SS	NMSD7320
Fresa preparación Zygoma C1, L40mm, ø4.2, SS	NM-D7542	Fresa de tope, ID ø2.8, IL22.0mm, SS	NMSD7322
Fresa preparación Zygoma C2, L50mm, ø3.0, Paso 20mm, SS	NM-D7602	Fresa de tope, ID ø2.8, IL25.0mm, SS	NMSD7325
Fresa preparación Zygoma C1, L50mm, ø4.2, SS	NM-D7642	Fresa de diamante, ø5,2mm, adaptador ø3mm	NMXD7220
Fresa preparación Zygoma C2, L40mm, ø3.0, Paso 10mm, SS	NM-D7701	Cucharilla ID 2.8, OD5.0, L12.0, SS.	NM-X7228
Fresa preparación Zygoma C2, L40mm, ø3.0, Paso 20mm, SS	NM-D7702	Fresa guía para cucharilla ID 3.0mm, OD 4.2mm, L6.0mm, SS	NM-X7230
Destornillador manual para tornillo de fijación ósea	NM-X1040	Tornillo óseo ø1.6 L8.0mm, Ti.	NMBS1608
		Tornillo óseo ø1.6 L10.0mm, Ti.	NMBS1610
		Tornillo óseo ø1.6 L12.0mm, Ti.	NMBS1612
		Tornillo óseo ø1.8 L8.0mm, Ti.	NMBS1808
		Tornillo óseo ø1.8 L10.0mm, Ti.	NMBS1810
		Tornillo óseo ø1.8 L12.0mm, Ti.	NMBS1812