

# KITS | MINI KIT QUIRÚRGICO

**NMCX2210 / NMCX2211 / NMCX2213**



## LOS KITS NMCX2210 (CARRACA DINAMOMÉTRICA) / NMCX2211 CONTIENEN:

Fresa, Ø2.0mm	NMCD1220
Fresa, Ø2.8mm	NMCD1228
Fresa, Ø3.2mm	NMCD1232
Fresa, Ø3.65mm	NMCD1236
Fresa, Ø4.2mm	NMCD1242
Carraca dinamométrica (Kit NMCX2210)	NM-X1021
Carraca (Kit NMCX2211)	NM-X1020

## EL KIT NMCX2213 (FRESAS CÓNICAS) CONTIENE:

Fresas cónicas, Ø1.8-2.4mm	NMCD3018
Fresas cónicas, Ø2.0-3.2mm	NMCD3020
Fresas cónicas, Ø2.5-3.7mm	NMCD3025
Fresas cónicas, Ø2.7-4.5mm	NMCD3028
Fresas cónicas, Ø3.1-5.5mm	NMCD3031
Carraca dinamométrica	NM-X1021

## LOS TRES KITS CONTIENEN:

Fresa avellanadora, Ø3.8-4.2mm	NMCD1034
Fresa marcadora	NM-D3410
Paralelizador quirúrgico recto, L 10mm	NM-X1026
Paralelizador quirúrgico recto, L 16mm	NM-X1027

Destornillador de carraca Ø1.25mm, L 15mm	NM-X1215
Insertor manual Ø2.42mm, L 15mm	NMHX2615
Destornillador de motor Ø1.25, L 22mm	NM-X1008
Insertor de motor Ø2.42, L 28mm	NMHX1015