


ACCESORIOS | TRANSFER DE IMPRESIÓN



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer de cubeta abierta: ranuras afiladas para una máxima retención. • Transfer de cubeta cerrada: ranuras redondas para una fácil inserción / extracción.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer de cubeta abierta para una elevada precisión. • Transfer de cubeta cerrada para lugares con menos espacio. • Transfer de cubeta abierta sin hexágono perfecto para múltiples implantes en ángulo.
MATERIAL	Cuerpo: Acero inoxidable Tornillo: Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA			TRANSFER DE CUBETA CERRADA		
Transfer	Ø D (mm)	L (mm)	Transfer	Ø D (mm)	L (mm)
 NM-T4008	4.75	8	 NM-T3601	4.75	8
 NM-S1610	Tornillo 16mm Incluido con todos los transfers y disponible por separado		 NM-S1307	Tornillo 13mm Incluido con todos los transfers y disponible por separado	
 NM-T4203	3.85	12	 NM-T3507	3.85	12
 NM-T4201	4.3	12	 NM-T3511	4.5	12
 NM-T4012	4.75	12	 NM-S1610	Tornillo 16mm Incluido con todos los transfers y disponible por separado	
 NM-S2418	Tornillo 2mm Incluido con todos los transfers y disponible por separado		TRANSFER SIN HEXÁGONO		
			Transfer	Ø D (mm)	L (mm)
			 NM-T4204	3.85	12
			 NM-S2418	Tornillo 24mm Incluido con todos los transfers y disponible por separado	