


# RIABILITAZIONI CEMENTATE | PILASTRI PROVVISORI



CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterilizzabile</li> <li>• Si collega all'impianto con una vite ritentiva</li> <li>• Elevata resistenza alla compressione</li> </ul>
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protesi acrilica</li> <li>• Non crea artefatti durante le procedure di irradiazione dei raggi X, risonanza magnetica (RMN) e tomografia computerizzata (TAC).</li> <li>• Non contiene additivi metallici per evitare lo scambio ionico nel cavo orale</li> <li>• Customizzazione facile e veloce da parte di tecnico o dentista</li> </ul>
MATERIALE	Peek

## SPECIFICHE TECNICHE



Dritti	L (mm)	Angolati 15°	Angolati 25°	L (mm)	L1 (mm)
 NM-C6001	9			9.5	1
 NM-C6002	10			10.5	2
 NM-C6003	11			11.5	3



NM-S8324

Inclusa con i pilastri sopra e disponibile separatamente