


RESTAURACIONES CEMENTADAS | PILARES TEMPORALES



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Gran fuerza compresora. • Excelentes propiedades mecánicas, como rigidez y fuerza. • Biocompatible tanto con el tejido blando como con el duro.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede esterilizar sin correr el riesgo de alterar las propiedades mecánicas o la biocompatibilidad. • No crea interferencias en los procedimientos de irradiación, en las resonancias magnéticas (IRM) ni en las tomografías computarizadas (TC). • No contiene aditivos metálicos para prevenir el intercambio de iones en la boca. • Su color natural supone una ventaja estética superior.
MATERIAL	PEEK (poliéter éter cetona)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Recto	L (mm)	Angulado 15°	Angulado 25°	L (mm)	L1 (mm)
 NM-C6001	9	 NM-C5001	 NM-C5201	9.5	1
 NM-C6002	10	 NM-C5002	 NM-C5202	10.5	2
 NM-C6003	11	 NM-C5003	 NM-C5203	11.5	3



NM-S8324

Incluido con todos los pilares y disponible por separado