

# RIABILITAZIONI AVVITATE | MULTI-UNIT DRITTI



## CARATTERISTICHE

- Ampia gamma di altezze disponibili


## VANTAGGI

- Protesi fissa avvitata
- Varie altezze gengivali

## MATERIALE

Lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI)

## SPECIFICHE TECNICHE



### Multi-Unit dritti

#### Piattaforma Multi-Unit - Altezza (mm)

1

2

3

4

5



NM-A7101



NM-A7102



NM-A7103



NM-A7104



NM-A7105



Posizionatore  
NM-X7100

Incluso con tutte le basi Multi-Unit

Altezza  
piattaforma  
Multi-Unit

