

RESTAURACIONES ATORNILLADAS | MULTI-UNIT RECTO



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Amplio intervalo de alturas.


BENEFICIOS CLÍNICOS

- Para restauraciones atornilladas múltiples.
- Amplia gama de alturas gingivales.
- Se usan para corregir disparalelismos ayudando a la pasivación de las estructuras.

MATERIAL

Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Multi-Unit rectos

Altura de emergencia (mm)

1

2

3

4

5



NM-A7101



NM-A7102



NM-A7103



NM-A7104



NM-A7105



Mango de plástico
NM-X7100

Incluido con todos los Multi-Units

Altura de
emergencia

