









# ACCESORIOS | TRANSFER SNAP-ON



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para impresiones de cubeta cerrada junto con el tapón T4402.</li> <li>• Se atornilla al implante.</li> <li>• Una vez retirado de la boca, el tapón se mantiene en la cubeta dentro del material de impresión.</li> </ul>
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite impresiones con cubeta cerrada.</li> <li>• Ventajoso en situaciones de apertura limitada.</li> <li>• Se utiliza como pilar estético.</li> </ul>
MATERIAL	Transfer y tornillo: Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI) Tapón de plástico: Derlin

## TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Transfer	$\phi$ D (mm)	L1 (mm)
 NM-T3802	4.8	2
 NM-T3803	4.8	3
 NM-T3804	4.8	4
 NM-T3805	4.8	5
 NM-T3806	4.8	6
 NM-S8324	Incluido con todos los pilares y disponible por separado	

Tapón de plástico para transfer Snap-On		
Tapón	$\phi$ D (mm)	L (mm)
 NM-T4402	4.8	11

