


RIABILITAZIONI CEMENTATE | PILASTRI PROVVISORI



CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Scalanature di bloccaggio profonde e aggressive • Disponibili con e senza esagono
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Protesi acrilica • Materiali che garantiscono elevata ritenzione • Per riabilitazioni con corone singole o ponti
MATERIALE	Legga di titanio (Ti-6Al-4V ELI)

SPECIFICHE TECNICHE



Esagonali	Non esagonale	Corto non esagonale	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)
		-	9.5	1.7	4.4
NM-A5001	NM-A5002				
	-		9.5	1.7	3.8
NM-A5101		NM-A5102			
	Inclusa con i pilastri sopra e disponibile separatamente				
NM-S8324					