


RESTAURACIONES CEMENTADAS | PILARES TEMPORALES



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> Ranuras de retención profundas. Disponible con pilares hexagonales y no hexagonales.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> Alta retención mecánica. Para materiales acrílicos. Para la restauración de puentes o coronas individuales.
MATERIAL	Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Hexagonal	No Hexagonal	No hexagonal corto	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)
 NM-A5001	 NM-A5002	-	9.5	1.7	4.4
 NM-A5101	-	 NM-A5102	9.5	1.7	3.8
 NM-S8324	Incluido con todos los pilares y disponible por separado				