


RESTAURACIONES ATORNILLADAS Y EXTRAÍBLES | VARI-CONNECT






CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia gama de angulaciones: 17°, 30°, 45°, 52° y 60°. • Amplia gama de alturas gingivales. • Adaptadores para la conexión con anclaje plano y de bola. • Hechos en color dorado para la adaptación a los tejidos blandos.
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Solución completa para las prótesis extraíbles. • Adaptable fácilmente a prótesis fija atornillada. • Cubre un gran espectro de situaciones. • Amplia gama de alturas gingivales. • Excelente opción para implantes inclinados.
MATERIAL	Aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS



Vari-Connect angulado	
	Altura gingival de Vari-Connect (mm)
Ángulo°	2 3
17°	  NM-A7212 NM-A7213
30°	  NM-A7233 NM-A7234
45°	 NM-A7244
52°	 NM-A7252
60°	 NM-A7260

Adaptadores de Vari-Connect a sistema MULTI-UNIT				
Altura gingival de los adaptadores (mm)				
2	3	4	5	6
				
NM-T7282	NM-T7283	NM-T7284	NM-T7285	NM-T7286

Adaptador	
	El torque de apriete de tornillo de adaptador es de 30-35Ncm
Altura gingival del adaptador	
Altura gingival de Vari-Connect	
Altura gingival total	