


# CHALLENGE SERIES | ZYGOMATIC™



CLASSE OSSEA	Regione zigomatica
PIATTAFORMA PROTESICA	Esagono interno
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte filettata:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunghezza 13 mm</li> <li>- Spire condensanti a design variabile</li> <li>- Spire apicalmente coniche e corpo interno conico</li> <li>- Doppia filettatura a passo largo</li> <li>- Doppia scanalatura</li> </ul> </li> <li>• Lungo collo con superficie macchinata</li> </ul>
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideato per la regione zigomatica del mascellare atrofico</li> <li>• Autofilettante</li> <li>• Elevata stabilità primaria</li> <li>• Elimina l'adesione di agenti periopatogeni e riduce i processi infiammatori</li> </ul>

## SPECIFICHE TECNICHE



Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	L (mm)	Articolo
4.2	3.5	30	NM-F4430
		32.5	NM-F4432
		35	NM-F4435
		37.5	NM-F4437
		40	NM-F4440
		42.5	NM-F4442
		45	NM-F4445
		47.5	NM-F4447
		50	NM-F4450
		52.5	NM-F4452
		55	NM-F4455
		57.5	NM-F4457
		60	NM-F4460

Vite tappo inclusa con tutti gli impianti



NM-S5023



Per i set chirurgici Zygomatic e Zygomatic Premium consultare pp. 80-81

